



NEXOPART Diviseur d'échantillons

RT 6,3 – RT 12,5
RT 25 – 37,5 – 50 – 75

Pour les grands échantillons dans un rapport 1:2

NEXOPART

simplicity for your lab

NEXOPART Diviseur d'échantillons RT 6,3 – RT 75

Pour les grands échantillons dans un rapport 1:2

Pour prélever un échantillon représentatif de matériaux en vrac très grossiers à grossiers, la division de l'échantillon à l'aide du diviseur à riffle NEXOPART est une méthode efficace. Le diviseur à riffle fournit une quantité représentative d'échantillons dans un rapport 1:2 de matériaux en vrac tels que les pierres et les terres, les céramiques, les granulés, les engrais ou les semences. Avec ce procédé, la quantité initiale de matériau est divisée en deux plateaux au moyen de têtes partielles très proches les unes des autres, appelées riffles. Une moitié est prélevée et l'autre moitié continue à être divisée selon le même procédé jusqu'à ce que la quantité d'échantillon souhaitée soit atteinte. Le diviseur cannelé est disponible en deux tailles et vous offre la possibilité de travailler avec six têtes partielles de dimensions différentes en fonction de la matière à tamiser.

DONNÉES TECHNIQUES EN UN COUP D'OEIL



RT 6,3 – 12,5



RT 25 – 37,5 – 50 – 75

	RT 6,3 – 12,5	RT 25 – 37,5 – 50 – 75
Procédure d'analyse	Division des échantillons	Division des échantillons
Nombre de passages	12 passages, 6,3 mm = 1/4" (RT 6,3) 18 passages, 12,5 mm = 1/2" (RT 12,5)	16 passages 25 mm = 1" (RT 25) 12 passages, 37,5 mm = 1 1/2" (RT 37,5) 8 passages, 50 mm = 2" (RT 50) 6 passages, 75 mm = 3" (RT 75)
Capacité (bac récepteur en tôle blanc)	1,75 litre	-
Capacité (bac de récepteur revêtu de matière synthétique)	2 litre	-
Capacité (en tôle d'acier galvanisé)	-	8 litre
Dimensions du support L x P x H	300 x 250 x 270 mm	620 x 260 x 420 mm
Poids	3,5 kg, net	21,5 kg, net
Matériau	support : tôle d'acier laquée tête partielle : acier inox	support + tête partielle : tôle d'acier galvanisé
Contenu de la livraison	1 support + 1 diviseur + 3 bacs récepteurs	1 support + 1 diviseur + 3 bacs récepteurs
Numéro d'article	205322341 (RT 6,3 matière synthétique*) 205322327 (RT 6,3 tôle blanc*) 205322334 (RT 12,5 matière synthétique) 205322310 (RT 12,5 tôle blanc)	205322303 (RT 25) 205322297 (RT 37,5) 205322280 (RT 50) 205322273 (RT 75)

* avec bac récepteur de 1,75 litre en tôle blanc ou de 2 litres revêtu de matière synthétique

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com
www.nexopart.com

DB 51 F 01 062025 RT 6,3 – RT 75 PDF NEXOPART®.
Toute reproduction, même partielle, est soumise à autorisation.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
En tant qu'entreprise innovante, Nexopart® protège sa propriété intellectuelle. Le savoir-faire NEXOPART® est protégé par les droits de propriété intellectuelle suivants : Marque verbale NEXOPART dans l'espace de protection DE (30 2022 110 345), IR UK (W00000001740397), IR EU (1740397) et IR US (7,525,099). W.S. TYLER® et RO-TAP® sont des marques et des marques déposées de Haver Tyler Corporation.
Photos : Walkenhorst

Disponible avec
six têtes
partielles de
différentes
dimensions

