

NEXOPART EML 200 Premium Remote

Avec l'option du tamisage humide

Système de tension Classic,
en option système de
tension rapide
„NEXOPART TwinNut“

Gravure laser des
spécification du tamis

Tôle de couverture
en aluminium
lacquée

Couvercle avec
regard et buse à jet
conique

Appareil de
commande
séparé

Base vibrant du jeu de
tamis en aluminium

Boîtier moulé en fonte
d'aluminium avec
surface de haute qualité

NEXOPART EML Premium Remote:

Offre tous les avantages techniques de la EML 200 Premium, avec en plus la possibilité du tamisage humide.

NEXOPART
simplicity for your lab



Caractéristiques du produit

ENTRAÎNEMENT/COMMANDE

- Indépendance de la tension et de la fréquence du réseau

BOÎTIER

- Surface de haute qualité
- Boîtier moulé en fonte d'aluminium
- Couvercle et base vibrant du jeu de tamis en aluminium
- Système d'amortissement perfectionné et amélioré avec réduction de la transmission des vibrations à la base

UTILISATION

- Les diamètres suivants peuvent être utilisés :

50/ 76,2/ 100 mm: sur demande
200 und 203 mm - sans adaptateurs.

DESIGN

- Forme mince et sobre - idéale pour l'laboratoire

FACILITÉ D'UTILISATION

- Vue sur le produit tamisé à travers le couvercle avec indicateur et buse à jet conique
- Amplitudes pouvant être librement sélectionnées jusqu'à 3 mm
- Très grand écran avec commande à la fois simple et logique
- Le temps de tamisage restant est affiché en grand sur l'écran pendant le tamisage
- Emplacement en mémoire pour 49 programmes de tamisage différents
- Pouvant être équipé du système de serrage rapide „NEXOPART TwinNut“
- Utilisation optimale de l'appareil de commande séparé grâce au montage mural

CERTIFICATS

- Certificat de réception 3.1 selon DIN EN 10 204 moyennant des frais
- Documentation IQ/OQ moyennant des frais



NEXOPART

simplicity for your lab

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN QUELQUE MOTS.

	EML 200 Pure	EML 200 Premium	EML 200 Premium Remote
Procédure d'analyse	Tamissage	Tamissage	Tamissage
Plage de mesure	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
Charge maxi du produit à tamiser	3 kg env.	3 kg env.	3 kg env.
Poids maxi du jeu de tamis	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg
Diamètre de tamis	50 mm à 203 mm	50 mm à 203 mm	50 mm à 203 mm
Nombre maxi de tamis	9 (hauteur utile de 50 mm) 15 (hauteur utile de 32 mm)	9 (hauteur utile de 50 mm) 15 (hauteur utile de 32 mm)	9 (hauteur utile de 50 mm) 15 (hauteur utile de 32 mm)
Tamissage à sec	oui	oui	oui
Tamissage humide	non	non	oui
Tension du réseau	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz
Amplitude grains	fins 0,9 ou gros 2,2	pouvant être librement jusqu'à 3 mm	pouvant être librement jusqu'à 3 mm
Régulation d'amplitude	réglée et autorégulatrice	réglée et autorégulatrice	réglée et autorégulatrice
Minuterie	0-99 minutes / Mode continu	0-99 minutes / Mode continu	0-99 minutes / Mode continu
Mode	intermittent	intermittent / continu	intermittent / continu
Intervalle	fixe, 10 sec	réglable	réglable
Programmes/mémoire	non	01-49	01-49
Moyen de contrôle étalonnable selon	oui, ISO 9001	oui, ISO 9001	oui, ISO 9001
Interface	non	oui	oui
Dimension L x P x H	385 x 295 x 895 mm	385 x 295 x 875 mm	385 x 295 x 875 mm
Poids	37 kg, net	37 kg, net	40 kg, net
Coleur	RAL 9010, blanc pur	RAL 9010, blanc pur	RAL 9010, blanc pur
Numéro de commande	205322921 (Classic „eco“)	205323003 (Classic) 205322938 (TwinNut)	205323034 (Classic) 205322945 (TwinNut)

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com

www.nexopart.com

DB 41 F 01 032025 EML 200 Premium Remote PDF NEXOPART®
Toute reproduction, même partielle, ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'auteur.
En tant qu'entreprise innovante, Nexopart® protège sa propriété intellectuelle. Le savoir-faire NEXOPART® est protégé par les droits de propriété intellectuelle suivants : Marque verbale NEXOPART dans l'espace de protection DE (30 2022 110 345), IR UK (WO/000001740397), IR EU (1740397) et IR US (7525699).
W.S. TYLER® et RO-TAP® sont des marques et des marques déposées de Haver Tyler Corporation.
Photos : Supervisuel

Unité de commande
séparée

